

Nr.	MARKA	NOSAUKUMS, PARAMETRI: garums x platums x augstums	MĒBEĻES SHĒMA		SKAITS KOPĀ	TELPAŠ NR.	SKAITS	TEHNISKĀS, KVALITĀTES PRASĪBAS
35.	S-13	Skapis izdales materiālu un uzskates līdzekļu glabāšanai GRATNELLS kastēs; izlietnes skapis 1650x1150(450)x930(h)			1	15.	1	-Galda virsma - kokskaidu plāksne 1650x1150(450), laminēta ar HPL, biezums - 25mm; ar HPL malu, mitrum, ķīmiski un nodilumizturīga. -Virsmā iestrādāta nerūsējošā tērauda izlietne, kantaina, 450x450mm(min.) ar sifonu un ūdens maisītāju (augšējā daļa h=280mm no darba virsmas); -Korpuss - kokskaidu plāksne, biezums 18mm, laminēta, ar 2mm biezu ABS malu. -Galda apakša : skapītis zem izlietnes ar divām durvīm. -Skapja korpuss - kokskaidu plāksne, biezums 18mm, laminēta, ar 2mm biezu ABS malu. Aizsmugurējā siena no HDF 3mm, iefrēzēta. -Skapis tiek dalīts 2 daļās: labajā pusē - 2 vienādos nodalījumos pa vertikāli, iedalījuma iekšējais platums - 322mm, kreisajā pusē - 2 horizontāli plaukti. kokskaidu plāksne 18mm, ar maīnāmu augstumu -Vertikālājiās sienās ir jābūt izveidotiem urbniem GRATNELLS kastu vadotņu ievietošanai ar soli 85mm.
36.	S-14	Izlietnes skapis 1680x600x900(h)mm			1	23.	1	-Galda virsma - kokskaidu plāksne 1680x600, laminēta ar HPL, biezums - 25mm; ar HPL malu, mitrum, ķīmiski un nodilumizturīga. -Virsmā iestrādāta nerūsējošā tērauda izlietne, kantaina, 450x450mm(min.) ar sifonu un ūdens maisītāju (augšējā daļa h=280mm no darba virsmas); -Korpuss - kokskaidu plāksne, biezums 18mm, laminēta, ar 2mm biezu ABS malu. -Galda apakša sadalīta sekojoši: skapītis zem izlietnes ar divām durvīm, atvērumus zem galda virsmas laboratorijas ratu novietošanai, -Laboratorijas rati - metāla rāmis, 710x420x850(h)

PIEZĪMES:  
1. Visus izmērus precizēt ar izgatavotāju.  
2. Visas metāla detaļas (galdu kājas un rāmj) krāsot ar pulverkrāsojumu, tonis RAL 9006.

3. Korpusa un plauktu laminēto virsmu tonis - RAL 7040.
4. Skapiju virsmu, durvju un atvilktnu virsmu tonis no viena veida lamināta materiāla - dižskābārdis, kļava, bērzs vai ķirsis, tonis saskaņojams ar pasūtītāju.
5. Mēbeļu izgatavošanai izmantot tikai zem augsta spiediena un paaugstinātā temperatūrā laminētas skaidu plātnes.
6. Visas skapiju durvis aprīkot ar slēdzenēm.
- Mēbeļēm jāatbilst: - LVS EN 13150:2002 Laboratoriju darbgaldi.  
- LVS EN 14056:2003 Laboratorijas mēbeles.  
- LVS EN 312-1:2011 Kokskaidu plāksnes.  
- LVS EN 14073 Mēbeles dokumentu glabāšanai.